

Filtr membránový PES | FILTRATECH

Nesterilní hydrofilní filtry z polyethersulfonového polymeru pro filtraci velkých objemů

- Filtry stabilní v alkalickém prostředí, použitelné pro odstranění částic během obecné filtrace
- Nízká vazba na bílkoviny a léčiva, ideální pro filtraci life science vzorků

Technické parametry

Materiál:	polyethersulfon
Rozsah pH:	4 - 8

Porozita	0,22 μm	0,45 μm
Rychlost filtrace na 1 cm^2 (při tlaku 10 psi)	11-16 ml/min	30-48 ml/min



Průměr membrány (mm)	Porozita (μm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	0,22	100	F255022
25	0,45	100	F255045
47	0,22	100	F475022
47	0,45	100	F475045