

Filtr membránový PP | FILTRATECH

Nesterilní hydrofobní polypropylenové filtry s vysokou chemickou odolností

- Odolné vůči většině organických rozpouštědel
- Ideální pro filtraci roztoků používaných v chromatografii

Technické parametry

Materiál:	polypropylen
Teplotní stabilita:	max 50 °C
Rozsah pH:	1 - 14

Porozita filtru	0,22 µm	0,45 µm
Rychlost filtrace na 1 cm ² (při tlaku 10 psi)	250-300 ml/min	300-450 ml/min



Průměr membrány (mm)	Porozita (µm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	0,22	100	F256022
25	0,45	100	F256045
47	0,22	100	F476022
47	0,45	100	F476045
90	0,22	100	F906022
90	0,45	100	F906045