

## Filtrační souprava | DURAN®

Kelímek s fritou, nálevka a gumové těsnění



## Kelímek filtrační | DURAN®

Válcový kelímek s fritou

## Technické parametry

Materiál: borosilikátové slo DURAN®

Balení: 1 ks

| Porozita frity | Velikost pórů (µm) | Použití                                                                                                        |
|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | 100-160            | filtrace hrubých sraženin, disperze plynů a roztoků v kapalinách<br>záchyt hrubých nečistot v plynech          |
| 2              | 40-100             | jemná preparativní filtrace, filtrace krystalických látek                                                      |
| 3              | 16-40              | analytická filtrace středně hrubých sraženin<br>záchyt jemných nečistot v plynech                              |
| 4              | 10-16              | analytická a preparativní filtrace jemných<br>a velmi jemných sraženin (BaSO <sub>4</sub> , Cu <sub>2</sub> O) |
| 5              | 1,0-1,6            | ultrajemná filtrace                                                                                            |

| Objem (ml) | Porozita | Průměr kelímku (mm) | Průměr frity (mm) | Katalogové číslo |
|------------|----------|---------------------|-------------------|------------------|
| 8          | 1        | 24                  | 20                | R554961          |
| 8          | 3        | 24                  | 20                | R555061          |
| 8          | 4        | 24                  | 20                | R555161          |
| 15         | 1        | 28                  | 23                | R555261          |
| 15         | 2        | 28                  | 23                | R555361          |
| 15         | 3        | 28                  | 23                | R555461          |
| 15         | 4        | 28                  | 23                | R555561          |
| 30         | 1        | 36                  | 30                | R555661          |

|    |   |    |    |         |
|----|---|----|----|---------|
| 30 | 2 | 36 | 30 | R555761 |
| 30 | 3 | 36 | 30 | R555861 |
| 30 | 4 | 36 | 30 | R555961 |
| 30 | 5 | 36 | 30 | R556061 |
| 50 | 1 | 46 | 40 | R556161 |
| 50 | 2 | 46 | 40 | R556261 |
| 50 | 3 | 46 | 40 | R556361 |
| 50 | 4 | 46 | 40 | R556461 |
| 50 | 5 | 46 | 40 | R556561 |



## Nálevka | DURAN®

Nálevka pro filtrační kelímky

## Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo DURAN®

Průměr stonku : 10 mm

Balení: 1 ks

| Horní průměr (mm) | Délka (mm) | Pro kelímky objemu (ml) | Katalogové číslo |
|-------------------|------------|-------------------------|------------------|
| 27                | 110        | 8                       | R557061          |
| 34                | 110        | 15                      | R557161          |
| 41                | 125        | 30                      | R557261          |
| 50                | 132        | 50                      | R557361          |



## Těsnění gumové | DURAN®

Gumové těsnění pro filtrační kelímky

### Technické parametry

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Materiál:                  | EPDM pryž (ethylenpropylenový kaučuk) |
| Max. sterilizační teplota: | 180 °C                                |
| Balení:                    | 10 ks                                 |

| Pro kelímky objemu (ml) | Vnější průměr (mm) | Katalogové číslo |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| 8                       | 26                 | R556661          |
| 15                      | 33                 | R556761          |
| 30                      | 41                 | R556861          |
| 50                      | 49                 | R556961          |



Těsnění gumové