

Filtrační souprava PSF NALGENE

Pro sterilizaci a analytickou filtraci

- Sterilizační podložka čirá, z jednoho kusu, rychlý průtok
- Soupravy pro opakované použití s analytickou a sterilizační podložkou
- Analytická podložka bílá, ze dvou kusů, udržuje membránu hladkou

Technické parametry

Materiál:	PSF
Průměr filtru :	47 mm
Filtrační plocha analytické podložky:	11,25 cm ²
Filtrační plocha sterilizační podložky:	13,3 cm ²



Nálevka s dolním zásobníkem (komplet)

Objem horního zásobníku (ml)	Objem dolního zásobníku (ml)	Katalogové číslo
250	250	N304000
500	500	N304050
500	1 000	N304100



Nálevka s gumovou zátkou

Nálevka pro nasazení do odsávačky

Objem horního zásobníku (ml)	Průměr nálevky (mm)	Katalogové číslo
250	94	N394000
500	120	N394050



Nálevka se závitem

Nálevka pro přišroubování na láhev

Hrdlo láhve GL33		Hrdlo láhve GL45	
Objem horního zásobníku (ml)	Katalogové číslo	Objem horního zásobníku (ml)	Katalogové číslo
250	N322545	250	
500	N325033	500	N325045

