

Filtrační zařízení, skleněné, FG WHATMAN

Pro běžnou mikrofiltraci a sterilizaci filtrací na membránových filtrech Ø 25 a 47-50 mm

- Podložka filtrů ze sintrového borosilikátového skla pro filtraci a analýzu biologických vzorků
- Podložka filtrů z nerezové oceli je vhodná pro použití s proteinovými roztoky



Model	Průměr membrány (mm)	Podložka filtru	Objem nálevky (ml)	Plocha filtru (cm ²)	Průměr předfiltru (mm)	Katalogové číslo
FG25	25	sklo	25	2,1	16	1960002
FG25R	25	sklo	50	2,1	13	1960032
FG25S	25	nerez	25	2,1	16	1960052
FG47	47-50	sklo	300	9,6	35	1960004
FG47S	47-50	nerez	300	9,6	35	1960054
FG90	90	sklo	1 000	38,5	70	1960009

Náhradní nálevka

Popis	Objem (ml)	Katalogové číslo
Náhradní nálevka pro model FG47 a FG47S	300	1961054