

Filtry membránové MCE s mřížkou | FILTRATECH

Sterilní hydrofilní bílé a černé filtry s mřížkou ze směsi acetátu a nitrátu celulózy

- Jednotlivě balené filtry pro mikrobiologickou analýzu pitných a povrchových vod
- Chemicky stálé, biologicky neaktivní membrány s netoxickou barvou, která neinhibuje růst bakterií
- Mřížka na filtru usnadňuje počítání částic na ploše filtru

Technické parametry

Materiál:	směs acetátu a nitrátu celulózy
Mřížka membrány:	rozteč linek 3,1 mm
Teplotní stabilita:	max 130 °C
Rozsah pH:	4 - 8

Porozita filtru	0,22 µm	0,45 µm	0,80 µm
Rychlost filtrace na 1 cm ² (při tlaku 10 psi)	12-18 ml/min	38-71 ml/min	85-121 ml/min



Průměr filtru (mm)	Porozita (µm)	Barva filtru	Barva mřížky	Balení (ks)	Katalogové číslo
47	0,22	bílá	černá	100	F472422
47	0,22	černá	bílá	100	F472522

47	0,45	bílá	černá	100	F472445
47	0,45	černá	bílá	100	F472545
47	0,80	bílá	černá	100	F472480