

Fmoc-L-ASPARAGIN

N-(9-fluorenylmethoxykarbonyl)-L-asparagin


CAS: 71989-16-7

Vzorec: C₁₉H₁₈N₂O₅

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

354,4



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98,5 %, pro biochemii	5 g	R.6897.1
min 98,5 %, pro biochemii	25 g	R.6897.2
min 98,5 %, pro biochemii	100 g	R.6897.3