

Fólie Barriofilm

Fólie pro překrytí elektroforetických gelů, k ochraně před přímým kontaktem s izotopy, barvivy apod.

- Možnost použití pro balení potravin a v mikrovlnných troubách
- Nelepivá, snadno se odvíjející fólie v roli, náhrada fólie Saragold
- Nehořlavá (samozhášecí)
- Balení obsahuje rezač fólie

Technické parametry

Materiál:	na bázi vinylidenchloridu
Síla:	10 µm
Teplotní odolnost:	-60 až 140 °C



Fólie Barriofilm

Popis	Rozměry	Balení	Katalogové číslo
Fólie Barriofilm	29,5 cm x 300 m	1 role	R.HCL0.1