

## Fólie hliníková na stojan

Hliníková fólie v roli navinutá na trubce

### Technické parametry

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Návin:      | Průměr 15 cm, na tvrdé papírové trubce o průměru 7 cm |
| Délka :     | cca 450 m                                             |
| Síla fólie: | 30 µm                                                 |
| Materiál:   | 99,9 % hliník                                         |



Fólie hliníková na stojan

| Šířka fólie (mm) | Hmotnost návinu (kg) | Balení | Katalogové číslo |
|------------------|----------------------|--------|------------------|
| 330              | cca 12               | 1 role | L654321          |
| 500              | cca 19               | 1 role | L654322          |

### Příslušenství

| Popis                                        | Rozměry (mm)    | Hmotnost (kg) | Katalogové číslo |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Držák s lištou na odtrhávání pro roli 330 mm | 400 x 190 x 190 | 3,0           | L654323          |
| Držák s lištou na odtrhávání pro roli 500 mm | 600 x 190 x 190 | 3,6           | L654324          |