

Fólie Super-Polyfoil - přířezy | BEL-ART

Fólie vhodná pro autoklávování

- Rezistentní vůči organickým rozpouštědlům a žíravinám
- Vyhovuje pro přímý kontakt s potravinami, odpovídá požadavkům FDA
- Fólie odolná vůči korozi a mechanickému poškození, nepraská jako hliníková fólie

Technické parametry

Materiál: polyester/hliník

Síla fólie: 25 µm



Fólie Super-Polyfoil - přířezy

Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
102 x 102	100	A320044