

FOSFOR - standard pro AAS

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Vzorec: P

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Garantovaná čistota:	+mn0,2 %
Expirace:	24 měsíců pro neotevřenou lahev, 12 měsíců od otevření
Materiál láhve:	HDPE

Sloučenina	Koncentrace (mg/l)	Matrice	Balení	Katalogové číslo
NH ₄ H ₂ PO ₄	1 000	H ₂ O	100 ml	R.2599.1
NH ₄ H ₂ PO ₄	1 000	H ₂ O	500 ml	R.2599.2