

Fytohistol® plus

Vodné montovací médium, pro mikroskopii

- Nová vysoce stabilní sloučenina z netoxických přísad s neutrálním pH (6-7)
- Vodné montovací médium na bázi cukru, s konzistencí tekutého medu
- Speciálně vhodné pro rostlinný materiál
- Po odpaření vody zůstane gumovitý film
- Pro tvorbu trvalých preparátů doporučujeme použít na rohy krycího sklíčka [Roti®-pečetidlo pro mikroskopii](#)

Technické parametry

Vzhled: Žlutá až nahnědlá viskózní tekutina



Fytohistol plus

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Fytohistol® plus, pro mikroskopii	15 ml	lahvička s kapátkem	R.6471.1
Fytohistol® plus, pro mikroskopii	50 ml	plast	R.6471.2

Nakápněte na sklíčko, přidejte preparát. Pokud nejsou přítomny vzduchové bubliny, přikryjte krycím sklíčkem.