

γ-AMINOPROPYLTRIETHOXYSILAN


APES, APTES, 3-aminopropyltriethoxysilan
Silylační činidlo

CAS: 919-30-2

Vzorec: C₉H₂₃NO₃Si

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	221,37
Hustota:	0,95 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H314-H302



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro plynovou chromatografii	25 g	R.2328.1
min 98 %, pro plynovou chromatografii	100 g	R.2328.2

APES je vhodný i na silanizaci mikroskopovacích sklíček, způsobuje lepší přilnavost preparátu ke sklíčku a usnadňuje tak napínání řezů v histologii.