

GENTAMICIN SULFÁT roztok

Vodný roztok 50 mg/ml, aminoglykosidové antibiotikum z *Micromonospora purpurea*

CAS: 1405-41-0

Vzorec: $C_{19-21}H_{39-43}N_5O_7 \cdot 2,5 H_2SO_4$

- Inhibuje biosyntézu proteinů vazbou na ribozomální podjednotku 50S, účinný proti gram-negativním i gram-pozitivním bakteriím

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	694,75-723,75
Pracovní koncentrace:	15-50 µg/ml
Bezp. věty (GHS):	H334-H317



Čistota	Balení	Katalogové číslo
BioScience-Grade, sterilní	20 ml	R.2475.1
BioScience-Grade, sterilní	100 ml	R.2475.2
CELLPURE®, pro buněčné kultury a biochemii (endotoxiny max 10 E.U./ml)	20 ml	R.HN09.1
CELLPURE®, pro buněčné kultury a biochemii (endotoxiny max 10 E.U./ml)	100 ml	R.HN09.2