

GLUKÓZAOXIDÁZA

GOx, GOD, z kropidláku černého (*Aspergillus niger*), sušená mrazem, cca 360 U/mg proteinu (280 U/mg materiálu)

CAS: 9001-37-0

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):

H334

Čistota	Balení	Katalogové číslo
cca 360 U/mg proteinu (280 U/mg materiálu)	0,5 MU	R.6028.1

Jedna jednotka (U) je definována jako množství enzymu, které katalyzuje oxidaci jednoho μ molu glukózy/min při pH 7,0 a 25 °C.