

GLUTAMÁTDEHYDROGENÁZA

GDH, GLDH, L-glutamát dehydrogenáza, z hovězích jater, sušená mrazem

CAS: 9029-12-3

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 10 U/mg materiálu (asi 40 U/mg proteinu)	10 KU	R.6052.1

Jedna jednotka (U) je definována jako množství enzymu, které katalyzuje redukci jednoho μ molu 2-oxoglutarátu/min při pH 7,3 a 25 °C.