

## GLUTARALDEHYD


glutardialdehyd, 1,5-pentandial, glutaral

**CAS:** 111-30-8

**Vzorec:** C<sub>5</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub>

### Technické parametry

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Molekulová hmotnost: | 100,12                                                              |
| Hustota:             | 1,06 (25% vodný roztok), 1,13 (50% vodný roztok) g·cm <sup>-3</sup> |
| Bezp. věty (GHS):    | H301+H331-H334-H314-H400-H317                                       |



## Glutaraldehyd 25 %

pro elektronovou mikroskopii

### Technické parametry

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Bezp. věty (GHS): | H302-H314-H317-H331-H334-H335-H410-EUH071 |
|-------------------|-------------------------------------------|

| Čistota                                          | Balení | Obal  | Katalogové číslo |
|--------------------------------------------------|--------|-------|------------------|
| 25% vodný roztok<br>pro elektronovou mikroskopii | 1 l    | plast | R.3778.1         |
| 25% vodný roztok<br>pro elektronovou mikroskopii | 5 l    | plast | G 02502          |

Skladování: ideálně při teplotě 2-8 °C pod ochranným plynem (argon, dusík). Neskladujte v mrazu!

## Glutaraldehyd 25 % Mini Pack

pro elektronovou mikroskopii

### Technické parametry

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Bezp. věty (GHS): | H302-H314-H317-H331-H334-H335-H410-EUH071 |
|-------------------|-------------------------------------------|

| Čistota                                          | Balení                       | Obal              | Katalogové číslo |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| 25% vodný roztok<br>pro elektronovou mikroskopii | 25 ml                        | sklo              | R.4157.1         |
| 25% vodný roztok<br>pro elektronovou mikroskopii | 10 × 1 ml (vialky se septem) | kartonová krabice | R.4157.2         |

Skladování: ideálně při teplotě 2-8 °C pod ochranným plynem (argon, dusík). Neskladujte v mrazu!

## Glutaraldehyd 25 %

### Technické parametry

Bezp. věty (GHS): H302+H332-H314-H317-H334-H335-H400

| Čistota          | Balení | Katalogové číslo |
|------------------|--------|------------------|
| 25% vodný roztok | 1 l    | G 02501          |

## Glutaraldehyd 50 %

pro elektronovou mikroskopii

### Technické parametry

Bezp. věty (GHS): H301-H314-H317-H330-H334-H335-H410-EUH071

| Čistota                                          | Balení | Obal  | Katalogové číslo |
|--------------------------------------------------|--------|-------|------------------|
| 50% vodný roztok<br>pro elektronovou mikroskopii | 500 ml | plast | G 03501          |
| 50% vodný roztok<br>pro elektronovou mikroskopii | 2,5 l  | plast | G 03502          |

Skladování: ideálně při teplotě 2-8 °C pod ochranným plynem (argon, dusík). Neskladujte v mrazu!

