

GLYOXAL-BIS-(2-HYDROXYANIL)

Calcium red, GBHA

CAS: 1149-16-2

Vzorec: C₁₄H₁₂N₂O₂


Technické parametry

Indikátor:

Ca, Sc, U

Pracovní roztok:

0,4 g v 100 ml EtOH



P-LAB

GLYOXAL-BIS-(2-HYDROXYANIL).JPG

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 97 %	1 g	R.1LAA.1
min 97 %	5 g	R.1LAA.2
min 97 %	10 g	R.1LAA.3