

GTP Na₂ TRIHYDRÁT


Guanosin-5'-trifosfát disodná sůl trihydrát

CAS: 56001-37-7

Vzorec: C₁₀H₁₄N₅O₁₄P₃Na₂ · 3 H₂O

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	621,2 g/mol
Molární extinkční koeficient ϵ_{253} :	13,7 l·mmol ⁻¹ ·cm ⁻¹
Teplota skladování:	+20 °C



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 90 %, lyofilizovaný	100 mg	plast	R.K056.1
min 90 %, lyofilizovaný	500 mg	plast	R.K056.3
min 90 %, lyofilizovaný	1 g	plast	R.K056.4