

Hadička Tygon® E-1000 Ultra-Soft

Transparentní mimořádně měkká hadička, pro běžné laboratorní použití a pro peristaltické pumpy, bez změkčovadel (DEHP-free).

- Měkká, poddajná hadička, zůstává pružná i při nízkých teplotách (–55 °C)
- Dobrá chemická odolnost, vhodná alternativa k silikonovým hadičkám
- Hladká vnitřní stěna usnadňuje čištění a zabraňuje ucpávání hadičky
- Hadičku nelze autoklávovat

Technické parametry

Teplotní rozsah: –46 až +74 °C

Tvrdost : 40 Shore A



Světlost (mm)	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Balení (m)	Katalogové číslo
1,6	4,8	1,6	15	R.TP79.1
3,2	6,4	1,6	15	R.TP80.1
4,8	8,0	1,6	15	R.TP81.1
6,4	9,6	1,6	15	R.TP82.1
6,4	12,7	3,2	15	R.TP83.1
8,0	11,2	1,6	15	R.TP84.1
9,6	12,7	1,6	15	R.TP85.1
12,7	15,9	1,6	15	R.TP86.1