

## Hnízdo topné MM | FALC

Topná hnízda s plynulou regulací teploty

- Vnitřní stěna krytá sklolaminátovou tkaninou
- Regulace teploty termostatem
- Ocelová nádoba povrchově upravena epoxidovým lakem
- Svorka na zadní stěně hnízda pro uchycení na stojanovou tyč

## Technické parametry

Teplotní rozsah: okolí až +350 °C

Přesnost: +mn5 °C



Hnízdo topné MM

| Model  | Objem baňky (ml) | Rozměry průměr x výška (mm) | Topný výkon (W) | Hmotnost (kg) | Katalogové číslo |
|--------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| MM100  | 100              | 185 x 145                   | 130             | 1,7           | X625201          |
| MM250  | 250              | 185 x 145                   | 160             | 1,7           | X625202          |
| MM500  | 500              | 205 x 150                   | 250             | 2,0           | X625205          |
| MM1000 | 1 000            | 245 x 175                   | 450             | 2,5           | X625210          |
| MM2000 | 2 000            | 310 x 210                   | 600             | 4,0           | X625220          |

Topná hnízda pro baňky 3 000 až 20 000 ml vám rádi nabídneme na vyžádání.