

Hnízdo topné řady LTHS

K rovnoměrnému a ekonomickému ohřevu skleněných varných baněk

- Plynulá regulace teploty termostatem

Technické parametry

Teplota : až 220 °C

Povrchová úprava : pozinkování, vypalovaný lak



Hnízdo topné LTHS 500

Model	Objem baňky (ml)	Rozměry š x h x v (mm)	Příkon (W)	Katalogové číslo
LTHS50	50	225 x 200 x 100	70	L947005
LTHS100	100	225 x 200 x 100	80	L947010
LTHS250	250	260 x 250 x 100	210	L947025
LTHS500	500	260 x 250 x 100	325	L947050
LTHS1000	1 000	260 x 250 x 100	420	L947100
LTHS2000	2 000	330 x 320 x 140	480	L947200
LTHS4000	4 000	330 x 320 x 140	700	L947400
LTHS6000	6 000	330 x 330 x 155	800	L947600
LTHS10000	10 000	400 x 400 x 200	1 500	L947800

Topná hnízda pro baňky větších objemů vám rádi nabídneme na vyžádání