

Hnízdo topné s mícháním SHM-250D | COLE-PARMER

Digitální topné hnízdo s výměnnými topnými jednotkami

- Proporcionální regulace teploty, nebo regulace přímo připojeným externím teplotním čidlem
- Digitální nastavení parametrů topení a míchání na displeji
- Výměnné topné jednotky určené pro baňky 250, 500 a 1000 ml
- Základnová jednotka s regulací topení a rychlostí míchání pro výměnné topné jednotky

Technické parametry

Maximální teplota:	450 °C
Maximální teplota při použití externího čidla:	220 °C
Přesnost nastavení teploty při použití externí sondy:	+mn1°C
Rozsah otáček:	100-2000 ot/min
Rozměry kompletu (š x h x v):	300 x 300 x 650 mm
Hmotnost kompletu:	3,1 kg



Hnízdo topné s mícháním SHM-250D

Popis	Typ	Příkon (W)	Katalogové číslo
Topné hnízdo s mícháním komplet pro baňky 100 - 250 ml	SHM-250D-250	200	E141252
Topné hnízdo s mícháním komplet pro baňky 500 ml	SHM-250D-500	200	E141502
Topné hnízdo s mícháním komplet pro baňky 1000 ml	SHM-250D-1000	300	E142002
Základnová řídicí jednotka bez topné jednotky	-	-	E141002
Náhradní teplotní sonda	-	-	E140940

Topné hnízdo dodáváme s odpovídajícím magnetickým míchadlem a návodem.

Výměnné topné jednotky

Technické parametry

Rozměry (průměr x výška) :	110 x 95 mm
----------------------------	-------------

Popis	Příkon (W)	Katalogové číslo
Topná jednotka pro baňky 250 ml	200	E141250
Topná jednotka pro baňky 500 ml	200	E141500
Topná jednotka pro baňky 1000 ml	300	E142000