

Hnízdo topné s mícháním SHM-200 | COLE-PARMER

Topná hnízda s magnetickou míchačkou s regulovatelnými otáčkami

- Pojistka, kontrolka zapnutí a ohřevu
- Zabudovaná elektronická regulace výkonu a uzemněná síťka
- Svorky pro připevnění ke stojanové tyči o průměru 13 mm
- Skříň z chemicky odolného polypropylenu
- Keramická izolace, vyměnitelné vlastní topné těleso
- Přepínání směru otáčení

Technické parametry

Maximální otáčky:	520 ot/min
Maximální teplota:	450 °C



Hnízdo topné s mícháním SHM-200

Typ	Objem baňky (ml)	Topný výkon (W)	Rozměry (š x h x v) (mm)	Hmotnost (kg)	Katalogové číslo
SHM-200-50	50	80	175 x 260 x 133	1,73	EMA0050
SHM-200-100	100	80	175 x 260 x 133	1,73	EMA0100
SHM-200-250	250	170	175 x 260 x 133	1,73	EMA0250
SHM-200-500	500	220	238 x 310 x 157	2,75	EMA0500
SHM-200-1000	1 000	320	238 x 310 x 157	2,75	EMA1000
SHM-200-2000	2 000	520	350 x 400 x 197	5,68	EMA2000

*Čas nutný k dosažení varu vody v baňce naplněné do poloviny.