

Hnízdo topné s mícháním MF | FALC

Topná hnízda s elektromagnetickou míchačkou s regulovatelnými otáčkami

- Ideální pro ohřev a míchání baněk pod refluxem apod.
- Míchání i ohřev lze nastavovat odděleně
- Ocelová skříň opatřená kyselinovzdorným nátěrem
- Vizualní signalizace zapnutého zahřívání a míchání pomocí kontrolky

Technické parametry

Maximální teplota:	350 °C
Přesnost:	± 5 °C
Rozsah otáček:	100 - 2 500 ot/min
Krytí :	IP 32



Hnízdo topné s mícháním MF | FALC

Model	Objem baňky (ml)	Topný výkon (W)	Rozměry (š x h) (mm)	Hmotnost (kg)	Katalogové číslo
MF100	100	130	185 x 175	2,6	X625511
MF250	250	180	205 x 190	2,8	X625512
MF500	500	250	245 x 210	3,3	X625513
MF1000	1000	450	245 x 210	3,7	X625514
MF2000	2000	600	310 x 230	6,6	X625515

Příslušenství k topným hnízdům FALC

Popis	Katalogové číslo
Ocelová stojanová tyč 10 x 500 mm	X262745
Svorka křížová dvojité	X180435
Držák na chladič	X146295