

Homogenizátor dle Dounce

Pro homogenizaci buněk bez poškození jádra

- Dva písty v každé sadě s různou mezerou mezi pístem a stěnou zkumavky
- Volný píst pro počáteční fázi homogenizování
- Leštěný povrch zkumavky a skleněného pístu
- Těsný píst pro kompletní homogenizaci

Technické parametry

Balení: sada (zkumavka + volný a těsný píst)



Homogenizátor dle Dounce

Objem (ml)	Mezera (mm) Volný píst	Mezera (mm) Těsný píst	Délka zkumavky (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,5	0,063-0,140	0,013-0,064	37	1	H198400
1	0,063-0,140	0,013-0,064	88	1	H198401
2	0,076-0,127	0,013-0,064	60	1	H198402
7	0,071-0,119	0,020-0,056	125	1	H198407
15	0,089-0,165	0,025-0,076	157	1	H198415
40	0,075-0,152	0,025-0,076	215	1	H198440
100	0,050-0,254	0,013-0,139	232	1	H198500