

Homogenizátor s PTFE pístem

Homogenizátor pro běžné laboratorní použití

- Zkumavku z borosilikátového skla a odpovídající píst objednávejte samostatně

Technické parametry

Mezera mezi pístem a stěnou zkumavky:

0,15-0,25 mm



Píst homogenizátoru



Píst homogenizátoru

Píst					Zkumavka				
Objem (ml)	Rozměry zkumavky (mm)	Délka pístu (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Rozměry zkumavky (mm)	Délka pístu (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
2	8 x 120	230	1	K006302	2	8 x 120	230	1	K006102
5	12 x 132	235	1	K006305	5	12 x 132	235	1	K006105
10	15 x 150	270	1	K006310	10	15 x 150	270	1	K006110
15	19 x 155	270	1	K006315	15	19 x 155	270	1	K006115
30	25 x 175	270	1	K006330	30	25 x 175	270	1	K006130
50	32 x 192	270	1	K006350	50	32 x 192	270	1	K006150