

## Houbičky pro histologické kazety a kapsle

Houbičky pro fixaci biotických vzorků v kazetách a kapslích

- Vzorek umístěný mezi dvě houbičky se nemůže z kapsle nebo kazety ztratit

### Technické parametry

Materiál: pěnový polyuretan

Teplotní stabilita: -40 až + 121°C



| Tvar        | Rozměry (mm) | Výška (mm) | Použití             | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|-------------|--------------|------------|---------------------|-------------|------------------|
| Obdélníkový | 30,2 × 25,4  | 2          | kazety HISTOSETTE I | 1000        | U304761          |
| Kulatý      | průměr 25,4  | 2          | kapsle U300470      | 1000        | U304762          |
| Kulatý      | průměr 34,5  | 2          | kapsle U300471      | 1000        | U304763          |