

Hustoměr orientační

Orientační hustoměr bez teploměru



Rozsah stupnice (kg/m ³)	Dělení (kg/m ³)	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
850-1100	5	270	1	L310501.02
1100-1300	5	270	1	L310501.03
1300-1600	5	270	1	L310501.04
1500-2000	5	270	1	L310501.05
1000-1500	10	320	1	L310111.02
1500-2000	10	320	1	L310111.03
1000-2000	10	320	1	L310111.04