

Hustoměr přenosný EasyDens | ANTON PAAR

Chytrý hustoměr EasyDens pro snadnou analýzu pomocí chytrého telefonu

- Stanovuje obsah extraktu v mladině, obsah cukru v ovocných šťávách z domácí produkce a obsah alkoholu v lihovinách bez přidaného cukru. Je tedy zvláště vhodný pro pivovarnictví, lihovarnictví a vinařství
- Hustoměr EasyDens vyžaduje pro své fungování připojení pomocí Bluetooth k chytrému telefonu, který slouží jako zobrazovací a ovládací jednotka. Pro lepší představu o použití doporučujeme shlédnout přiložené video
- Umožňuje přepočít hustotu na alkohol (% v/v při 15 a 20 °C), Babo (°Babo), Baumé (°Bé), Brix (°Bx), hustotu (g/cm³), KMW (°KMW), Nihonshu-do (SMV), Oechsle (°Oe), Plato (°P), Proof (°Proof UK), Proof (°Proof US), koncentraci cukru (g/L) a teplotu (°C a °F)
- Rychlé měření a vysoká přesnost pro všechny alkoholické nápoje
- Měření hustoty založené na principu oscilační U-trubice
- Bezplatná aplikace pro iOS/Android – sledujte fermentaci na vašem chytrém telefonu
- Výsledky se zobrazí a uloží na váš chytrý telefon, kde budou připraveny k exportu na PC/Mac

Technické parametry

Rozsah měření:	0,7 - 1,2 g/cm ³
Přesnost měření:	±0,001 g/cm ³
Objem vzorku:	2 ml
Teplotní rozsah:	0-40 °C
Přesnost teploty:	± 0.2 °C
Krytí :	IP 65
Napájení:	2 x 1,5 V baterie AA
Rozměry:	101 x 58 x 44 mm
Hmotnost:	190 g



Hustoměr přenosný EasyDens



Hustoměr přenosný EasyDens



Hustoměr přenosný EasyDens



Hustoměr přenosný EasyDens

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Hustoměr EasyDens	1	A172245

Balení obsahuje přenosný hustoměr, stříkačku, adaptér pro plnění stříkačkou, hadičku na odpadní kapalinu a návod.