

Hustotní standardy ROTI® CALIPURE

Standardní roztoky pro kalibraci přístrojů na měření hustoty či pyknometrů

- Certifikáty šarže dostupné online
- Neobsahují toxické příměsi
- Vhodné k měření absolutní či relativní hustoty



Hustota (20 °C) [g/ml]	Balení	Katalogové číslo
0,6919	100 ml	R.2951.1
0,7033	100 ml	R.2964.1
0,8668	100 ml	R.2965.1
1,0005	100 ml	R.2966.1
1,0301	100 ml	R.2971.1
1,0792	100 ml	R.2972.1
1,1651	100 ml	R.2973.1
1,2486	100 ml	R.2974.1
1,3304	100 ml	R.2976.1
1,7470	100 ml	R.2979.1