

HYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ DODEKAHYDRÁT

dodekahydrát sekundárního fosforečnanu sodného

CAS: 10039-32-4

Vzorec: $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12 \text{H}_2\text{O}$

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 358,14

HYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ DODEKAHYDRÁT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, čistý	1 kg	H 08302
min 99 %, p.a.	500 g	H 08101
min 99 %, p.a.	1 kg	H 08102

HYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ DODEKAHYDRÁT

Technické parametry

Hustota: $1,52 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, Ph.Eur., USP	1 kg	R.N350.1
min 98 %, Ph.Eur., USP	5 kg	R.N350.2
min 98 %, Ph.Eur., USP	25 kg	R.N350.5
min 99 %, p.a., ISO	500 g	R.T106.1
min 99 %, p.a., ISO	1 kg	R.T106.2
min 99 %, p.a., ISO	2,5 kg	R.T106.3