

## HYDROXID BARNATÝ HYDRÁT

hydrát hydroxidu barnatého

**Vzorec:**  $\text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot x \text{H}_2\text{O}$ 

### Technické parametry

Bezp. věty (GHS):

H314-H302+H332

## HYDROXID BARNATÝ OKTAHYDRÁT

**CAS:** 12230-71-6

**Vzorec:**  $\text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8 \text{H}_2\text{O}$ 

### Technické parametry

Molekulová hmotnost:

315,48

Hustota:

2,18 g·cm<sup>-3</sup>

| Čistota                  | Balení | Katalogové číslo |
|--------------------------|--------|------------------|
| min 98 %, extra čistý    | 500 g  | R.HN75.1         |
| min 98 %, extra čistý    | 1 kg   | R.HN75.2         |
| min 98 %, extra čistý    | 2,5 kg | R.HN75.3         |
| min 98 %, p.a., ACS, ISO | 250 g  | R.P009.2         |
| min 98 %, p.a., ACS, ISO | 500 g  | R.P009.1         |
| min 98 %, p.a., ACS, ISO | 1 kg   | R.P009.3         |

## HYDROXID BARNATÝ HYDRÁT

**CAS:** 40226-30-0

**Vzorec:**  $\text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot x \text{H}_2\text{O}$ 

### Technické parametry

Molekulová hmotnost:

171,36 + x H<sub>2</sub>O

| Čistota                      | Balení | Katalogové číslo |
|------------------------------|--------|------------------|
| ROTI®METIC<br>99,995 % (4N5) | 5 g    | R.5609.1         |