

HYDROXID DRASELNÝ

CAS: 1310-58-3

Vzorec: KOH

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	56,11
Bezp. věty (GHS):	H290-H302-H314
Sušidlo vhodné pro:	bazické kapaliny (např. aminy)
Sušidlo nevhodné pro:	kyseliny, estery, amidy, fenoly

HYDROXID DRASELNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
čistý, pecičky	1 kg	H 14301
čistý, šupinky	1 kg	H 14311
p.a., pecičky	1 kg	H 14102
p.a., šupinky	1 kg	H 14111

HYDROXID DRASELNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
45 % roztok, extra čistý	1 l	R.0995.1
45 % roztok, extra čistý	2,5 l	R.0995.2
45 % roztok, extra čistý	5 l	R.0995.4
45 % roztok, extra čistý	10 l	R.0995.3
45 % roztok, extra čistý	25 l	R.0995.5
ROTI®METIC 99,8 % (3N8)	100 g	R.5658.1
20% roztok	1 l	R.4330.1
20% roztok	2,5 l	R.4330.2
20% roztok	5 l	R.4330.3
20% roztok	10 l	R.4330.4
20% roztok	25 l	R.4330.5
min 85 %, p.a., pecičky	250 g	R.6751.3
min 85 %, p.a., pecičky	1 kg	R.6751.1
min 85 %, p.a., pecičky	5 kg	R.6751.2
min 85 %, p.a., pecičky	25 kg	R.6751.5

50 % roztok, extra čistý	1 l	R.7949.1
50 % roztok, extra čistý	2,5 l	R.7949.3
50 % roztok, extra čistý	5 l	R.7949.4
50 % roztok, extra čistý	10 l	R.7949.2
50 % roztok, extra čistý	25 l	R.7949.5
min 85 %, vločky	1 kg	R.7986.1
min 85 %, vločky	2,5 kg	R.7986.3
min 85 %, vločky	5 kg	R.7986.4
min 85 %, vločky	10 kg	R.7986.2
min 85 %, vločky	25 kg	R.7986.5
min 85 %, Ph.Eur., pecičky	500 g	R.P747.1
min 85 %, Ph.Eur., pecičky	1 kg	R.P747.2
min 85 %, Ph.Eur., pecičky	5 kg	R.P747.3