

HYDROXID MĚDNATÝ**CAS:** 20427-59-2**Vzorec:** Cu(OH)₂**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	97,56
Hustota:	3,37 g·cm ⁻³
Rozpustnost ve vodě:	3 mg/l při 25 °C
Bezp. věty (GHS):	H302-H318-H330-H410

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min. 97,5 %, extra čistý	100 g	R.9864.1
min. 97,5 %, extra čistý	500 g	R.9864.2
min. 97,5 %, extra čistý	1 kg	R.9864.3
min. 97,5 %, extra čistý	2,5 kg	R.9864.4