

Injekční jehla na jedno použití

Sterilní, jednotlivě balené jehly

- Plastový Luer konec jehly pro snadné nasazení na stříkačku

Technické parametry

Materiál jehly: chromniklová ocel potažená silikonem

Balení: 100 ks jednotlivě balených jehel v krabici



Sterilní injekční jehly

Vnější průměr x délka (mm)	Gauge	Barva	Katalogové číslo
0,40 x 20	27 x 3/4"	šedá	R713371
0,45 x 25	26 x 1"	hnědá	R371831
0,50 x 16	25 x 5/8"	oranžová	R057732
0,55 x 25	24 x 1"	fialová	R713271
0,60 x 25	23 x 1"	modrá	R371931
0,60 x 30	23 x 1"	modrá	R712971
0,60 x 60	24 x 2 3/8"	modrá	R372031
0,60 x 80	24 x 3 1/8"	modrá	R362931
0,70 x 30	22 x 1 1/4"	černá	R712871
0,80 x 40	21 x 1 1/2"	zelená	R712771
0,80 x 50	21 x 2"	zelená	R006021
0,80 x 120	21 x 4 3/4"	zelená	R363031
0,90 x 40	20 x 1 1/2"	žlutá	R372131
0,90 x 70	20 x 2 3/4"	žlutá	R372231
1,10 x 40	19 x 1 1/2"	slonová kost	R466511
1,10 x 50	19 x 2"	slonová kost	R372331
1,20 x 40	18 x 1 1/2"	růžová	R372431