

Injekční stříkačka skleněná | SOCOREX

Stříkačky se skleněným zakončením typu Luer, nebo kovovým zakončením Luer-Lock

- Stálá hnědá stupnice na stěně
- Válec a přesně zabroušený píst z borosilikátového skla
- Teplotně odolné do 200 °C

Technické parametry

Balení:

1 ks



Injekční stříkačka skleněná se zakončením typu Luer



Injekční stříkačka skleněná se zakončením typu Luer-Lock

Luer			Luer-Lock		
Objem (ml)	Dělení (ml)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Dělení (ml)	Katalogové číslo
1	0,05	R367661	1	0,05	R368561
2	0,1		2	0,1	R368661
3	0,2		3	0,2	R368761
5	0,2	R367961	5	0,2	R368861
10	0,2	R368061	10	0,2	R368961
20	1,0	R368161	20	1,0	R369061
30	1,0	R368261	30	1,0	R369161
50	2,0	R368361	50	2,0	R369261
100	5,0	R368461	100	5,0	R369361
150	10,0		150	10,0	S155515
200	10,0		200	10,0	S155520
250	10,0		250	10,0	S155525