

Inkubátor Enviro-Genie

Chlazený inkubátor s třepačkou a mícháním.

- Snadno čitelný digitální displej
- Zabudované okno umožňuje sledování vzorků během inkubace
- Mezi plnou rotací a náklonem lze přepnout stiskem jediného tlačítka
- Magnetické držáky zkumavek a sáčku lze připevnit na otočnou plošinu
- Vizuální a zvukové upozornění na překročení čas/teplotu
- Programovatelný časovač (až 99 hodin)
- V inkubátoru jsou integrované 2 magnetické míchačky až na 1 litr

Technické parametry

Teplotní rozsah:	4-75 °C
Rozlišení teploty:	0,1 °C
Přesnost teploty:	+mn; 0,2
Rychlost rotace:	1-35 rpm
Rychlost náklonu:	2-70 cyklů za minutu
Rychlost míchaček:	1-2000 rpm
Maximální zatížení:	4,5 kg
Objem inkubátoru:	24 l
Hmotnost:	36 kg
Vnitřní rozměry:	362 x 254 x 260 mm
Vnější rozměry:	622 x 495 x 368 mm



Produkt	Balení	Katalogové číslo
Inkubátor Enviro-Genie	1 ks	Q541202