

Inkubátor ICT-P | FALC

Praktický přenosný mini inkubátor použitelný do terénu i laboratoře

- Napájení buď klasicky ze síťového zdroje, nebo přímo z automobilové zásuvky
- Automatické přepínání mezi ohřevem a chlazením pomocí Peltierova článku
- Jedna vyjímatelná podlážka, možnost použít v horizontální nebo vertikální poloze
- Integrované držadlo pro přenášení v horizontální poloze

Technické parametry

Objem:	18 l
Nastavitelná teplota :	10 až 65 °C
Rozlišení displeje :	0,1 °C
Teplotní stabilita:	±0,2 °C
Teplotní uniformita:	0,1 °C
Přesnost:	±0,2 °C při 37 °C
Rozměry vnitřní (š x h x v):	275 x 185 x 335 mm
Časovač :	max 1 000 hod, rozlišení 1 vteřina
Napájení:	síťový zdroj 100-240 V, 50/60 Hz / 12 V
Příkon:	60 W
Rozměry vnější (š x h x v):	295 x 350 x 465 mm
Hmotnost:	6 kg



Inkubátor ICT-P



Inkubátor ICT-P



Inkubátor ICT-P



Adaptér a kabel pro připojení do autozásuvky

Popis	Katalogové číslo
Inkubátor ICT-P	X202070