

Inkubátor mini

Malý inkubátor pro Life Science aplikace

- Ideální pro kultivační nádobky, Petriho misky, mikrotitrační destičky a ostatní malé nádobky
- Do inkubátoru lze umístit 48 Petriho misek nebo 28 mikrotitračních destiček
- Otvor pro teploměr v horní části o průměru 7 mm
- Nekorodující kovový vnější i vnitřní plášť, akrylátové okno ve dveřích
- Otvor o Ø 55 mm v zadní části pro přívodní kabel dalšího přístroje umístěného ve vnitřním prostoru inkubátoru

Technické parametry

Objem:	9,2 l
Teplotní rozsah:	teplota místnosti + 5 °C až +60 °C
Nastavitelná teplota :	+20 až +60 °C
Teplotní stabilita:	±0,5 °C při 37 °C
Rozměry vnitřní (š x h x v):	230 × 200 × 200 mm
Rozměr poličky:	220 × 180 mm
Počet poliček:	1
Počet pozic pro poličku:	3
Rozměry vnější (š x h x v):	285 × 280 × 335 mm
Hmotnost:	8,3 kg



Inkubátor mini

Popis	Katalogové číslo
Mini inkubátor	I935341
Náhradní polička	I935441
Teploměr tyčinkový -10 až +110 °C (0,5 °C)	L121255

Kromě skleněného tyčinkového teploměru lze pro kontrolu teploty použít také elektronické teploměry s externí sondou.