

### Inkubátor mini CULTURA

Ekonomický stolní inkubátor pro kultivaci na Petriho miskách, ve zkumavkách a baňkách

- Průhledná dvířka z akrylátového skla
- Pro kultivace na Petriho miskách, nebo ve zkumavkách
- Neohříváte zbytečně vzduch - termostatujte pouze vaše kultivační nádoby
- Konstrukce umožňuje bezproblémový dlouhodobý ekonomický provoz

### Technické parametry

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Vnitřní objem:               | 4 l                |
| Teplotní rozsah:             | +25 až 45 °C       |
| Teplotní stabilita:          | +mn1 °C            |
| Rozměry vnitřní (š x h x v): | 220 x 150 x 120 mm |
| Rozměry vnější (š x h x v):  | 310 x 168 x 155 mm |
| Hmotnost:                    | 1,1 kg             |



Inkubátor mini CULTURA

| Popis                                        | Katalogové číslo |
|----------------------------------------------|------------------|
| Mini inkubátor s poličkou                    | N771331          |
| Stojánek pro 3 x 6 zkumavek průměru 16 mm    | M951002          |
| Stojánek pro 3 x 6 zkumavek průměru 25-30 mm | M951003          |

Kapacita inkubátoru je 12 Petriho misek, 3 stojánky s otvorem 18 x 18 mm pro 3 x 6 zkumavek nebo 1 stojánek pro 2 x 6 zkumavek průměru 25-30 mm

Inkubátor se dodává s poličkou a teploměrem.