

Inkubátor pro mikrotitrační destičky INC-200D-M | COLE-PARMER STUART

Kompaktní inkubátor s digitálním nastavením teploty

- Vnitřní uspořádání ideální pro inkubaci mikrotitračních destiček
- Nerezový plech vnitřní části inkubátoru a čtyři výsuvné tácy pro destičky
- Odklopná přední strana a víko pro snadnou manipulaci s tácy
- Laminární proudění vzduchu podél táců zajišťuje maximální teplotní homogenitu
- Vana na vodu na dně inkubátoru pro zajištění optimální vlhkosti

Technické parametry

Vnitřní objem:	20 litrů
Kapacita :	max 48 destiček (uspořádání 4 x 12)
Teplotní rozsah / rozlišení:	teplota okolí +8 až 80 °C / 0,1 °C
Stabilita:	+mn0,5 °C při 37 °C
Vnitřní homogenita:	+mn0,5 °C při 37 °C
Vnitřní rozměry (h x š x v):	250 x 230 x 200 mm
Vnější rozměry (h x š x v):	380 x 380 x 435 mm
Napájení:	230 V, 50 Hz, 280 W
Hmotnost:	24 kg



Inkubátor pro mikrotitrační destičky INC-200D-M

Popis	Katalogové číslo
Inkubátor INC-200D-M	S900019