

## Inkubátor/třepačka pro 2 mikrotitrační destičky PHMP | GRANT

Kompaktní inkubátor s třepačkou pro mikrometody na destičkách

- Mimořádně tichý chod
- Robustní konstrukce zaručující dlouholetou bezproblémovou funkci
- Pomalý start zabraňuje vzájemné kontaminaci vzorků
- Možnost použití v lednici jako třepačku při vypnutém topení
- Programování a sledování průběhu na dvouřádkovém LCD displeji
- Možnost použití jako stolní inkubátorek při vypnutém třepání
- Vyhřívané víko zaručuje dokonalou teplotní stabilitu a uniformitu a brání kondenzaci na víku

### Technické parametry

|                                           |                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Teplotní rozsah:                          | teplota místnosti + 5 °C až 60 °C                       |
| Teplotní stabilita:                       | +mn0,1 °C                                               |
| Uniformita:                               | +mn0,25 °C                                              |
| Frekvence třepání:                        | 250-1200 ot./ min nastavitelná po 10 ot./ min           |
| Výkyv:                                    | 2 mm                                                    |
| Časový spínač:                            | 1 min až 96 hod nastavitelný po 1 min, nebo kontinuálně |
| Doba ohřevu z teploty místnosti na 37 °C: | 15-20 min                                               |
| Kapacita :                                | 2 standardní 96 nebo 384jamkové mikrotitrační destičky  |
| Pracovní teplota:                         | 4 až 40 °C                                              |
| Napájení:                                 | síťový adaptér 12 V                                     |
| Rozměry:                                  | 205 x 230 x 130 mm                                      |
| Hmotnost:                                 | 6,1 kg                                                  |



Inkubátor s třepačkou pro mikrotitrační destičky PHMP

| Popis                                                 | Katalogové číslo |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Inkubátor s třepačkou pro mikrotitrační destičky PHMP | G420096          |