

Interferenční standard A pro ICP-MS v roztoku (12 prvků)

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Počet prvků:	12
Matrice:	5% HNO ₃
Bezp. věty (GHS):	H290-H314-EUH071

Složení standardu - prvky	Koncentrace prvků ve standardu (µg/l)
Cl ⁻	20000
Ca	3000
Fe	2500
Na	2500
C	2000
Al	1000
Mg	1000
P	1000
K	1000
S	1000
Mo	20
Ti	20

Popis	Specifikace	Balení	Katalogové číslo
Standard pro ICP-MS v roztoku	12 prvků	100 ml	R.6808.1
Standard pro ICP-MS v roztoku	12 prvků	500 ml	R.6808.2