

o-XYLEN

1,2-dimethylbenzen


CAS: 95-47-6

Vzorec: C₈H₁₀

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 106,17

Bezpeč. věty (GHS): H226-H304-H312+H332-H315-H319-H335-H373



www.p-lab.cz

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro syntézu	100 ml	R.8749.1
min 98 %, pro syntézu	500 ml	R.8749.2
min 98 %, pro syntézu	1 l	R.8749.3
min 98 %, pro syntézu	2,5 l	R.8749.4