

ISOAMYLALKOHOL


3-methyl-1-butanol, 3-methylbutan-1-ol, isopentylalkohol

CAS: 123-51-3

Vzorec: C₅H₁₂O

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	88,15
Hustota:	0,81 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H226-H332-H335-EUH066



ISOAMYLALKOHOL

ISOAMYLALKOHOL

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98,5 %, pro syntézu	1 l	R.8930.1
min 98,5 %, pro syntézu	2,5 l	R.8930.2
ROTIPURAN® min 98,5 %, p.a., ACS	500 ml	R.T870.1
ROTIPURAN® min 98,5 %, p.a., ACS	1 l	R.T870.2
ROTIPURAN® min 98,5 %, p.a., ACS	2,5 l	R.T870.3