

ISOOKTAN

2,2,4-trimethylpentan, isobutyltrimethylmethan

CAS: 540-84-1

Vzorec: C₈H₁₈

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	114,23
Hustota:	0,69 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H304-H315-H336-H400-H410



ISOOKTAN

Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a.	1 l	I 04101
pro UV spektroskopii	1 l	I 04601

ISOOKTAN

Čistota	Balení	Katalogové číslo
ROTIPURAN® min 99 % p.a., ACS	1 l	R.6889.1
ROTIPURAN® min 99 % p.a., ACS	2,5 l	R.6889.2
min 99,5 %, pro syntézu	1 l	R.9860.1
min 99,5 %, pro syntézu	2,5 l	R.9860.3
min 99,5 %, pro syntézu	10 l	R.9860.2
ROTISOLV® UV/IR-Grade min 99,8 %	2,5 l	R.CP80.1
ROTISOLV® Pestilyse® min 99,5 %	2,5 l	R.T167.1

ROTISOLV® Pestilyse® plus min 99,7 %	2,5 l	R.7580.1
--------------------------------------	-------	----------

ISOOKTAN ROTISOLV® HPLC

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99,9 %
Voda (KF):	max 0,005 %
Acidita:	max 0,002 %
Odparek:	max 0,0002 %

Vlnová délka (nm)	>250	235	225	215	205
Min. propustnost (%T)	99	95	80	50	10

Čistota	Balení	Katalogové číslo
99,9 %, pro HPLC	2,5 l	I 04701
99,9 %, pro HPLC	4 x 2,5 l	I 04701.4