

ISOOKTAN ROTISOLV® HPLC

2,2,4-trimethylpentan

CAS: 540-84-1

Vzorec: C₈H₁₈

- Zfiltrovaný přes 0,2μm membránový filtr
- Plnění pod inertním plynem

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	114,23
Index lomu/20 °C:	1,391
Obsah (GC):	min 99,9 %
Bod varu:	99 °C
Hustota/20 °C:	0,692
Voda:	max 0,005 %
Acidita:	max 0,002 %
Odparek:	max 0,0002 %
Bezp. věty (GHS):	H225-H304-H315-H336-H400-H410

Vlnová délka (nm)	>250	235	225	215	205
Min propustnost (%T)	99	95	80	50	10



Balení	Katalogové číslo
2,5 l	I 04701
4 x 2,5 l	I 04701.4