

ISOPENTAN


2-methylbutan

CAS: 78-78-4

Vzorec: C₅H₁₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	72,15
Hustota:	0,62 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H224-H304-H336-H411-EUH066



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %, ROTIPURAN [®] , p.a.	250 ml	M 23501
min 99,5 %, ROTIPURAN [®] , p.a.	1 l	R.3926.2
min 99 %, pro syntézu	1 l	M 23601
min 99 %, pro syntézu	2,5 l	R.3927.2