

Jednorázové sáčky na nebezpečný odpad

Sterilizovatelné sáčky pro hygienické uložení a likvidaci nebezpečného biologického odpadu



Sáček na nebezpečný odpad bez potisku

Sekuroka®-sáček PP

Autoklávovatelný polypropylenový sáček

Technické parametry

Materiál:	průsvitný PP
Síla fólie:	0,05 mm
Teplota autoklávování:	max 134 °C

Rozměry (mm)	Použitelný objem (l)	Balení (ks)	Katalogové číslo
300 x 500	6	500	R.0384.1
400 x 780	22	500	R.L371.1
600 x 800	32	100	R.0385.2
600 x 800	32	500	R.0385.1
700 x 1100	72	75	R.L372.2
700 x 1100	72	350	R.L372.1

Sekuroka®-sáček PP extra silný

Mimořádně pevný autoklávovatelný polypropylenový sáček

Technické parametry

Materiál:	průsvitný PP
Síla fólie:	0,1 mm
Teplota autoklávování:	max 134 °C

Rozměry (mm)	Použitelný objem (l)	Balení (ks)	Katalogové číslo
600 x 800	32	125	R.XP67.1
700 x 1100	72	75	R.XP68.1

Sáček PA

Polyalomerový sáček pro horkovzdušnou sterilizaci

Technické parametry

Materiál:	průsvitný PA
Tloušťka:	0,05 mm
Teplota sterilizace:	max 160 °C

Rozměry (mm)	Použitelný objem (l)	Balení (ks)	Katalogové číslo
300 x 500	6	500	R.L373.1
400 x 780	22	500	R.L374.1
600 x 780	32	300	R.L375.1